

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ptpru Per Wb, Elisa - Q92729

Numero articolo: CM0031004



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la PTPRU umana (tirosina-proteina fosfatasi di tipo recettoriale U). Convalidato per WB ed ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per lo studio dell'adesione cellulare, della proliferazione e dell'integrità epiteliale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PTPRU Rabbit pAb
Note/Alias	FMI; PTP; PCP-2; PTP-J; PTPRO; PTPU2; PTP-PI; PTP-RO; PTSPSI; hPTP-J; R-PTP-U; R-PTP-PSI; PTPRU
Specie	Umana
GeneID (Umano)	10076
GeneID	10076
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 della PTPRU umana (NP_005695.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q92729
Peso proteico	162kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio