

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ptrh1 Per Wb, Elisa - Q86Y79

Numero articolo: CM0016199

introduzione

PTRH1 Rabbit pAb è un anticorpo policlonale prodotto contro la proteina PTRH1 umana ricombinante, adatto per WB ed ELISA. Ha come bersaglio la peptidil-tRNA idrolasi coinvolta nel controllo di qualità associato ai ribosomi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PTRH1 Rabbit pAb
Note/Alias	PTH1; C9orf115; PTRH1
Specie	Umana
GeneID (umana)	138428
GeneID	138428
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-214 della PTRH1 umana (NP_001002913.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q86Y79
Peso della proteina	23 kDa
Spedizione	Borsa con ghiaccio