

Anticorpo Policlonale Anti-Ptrh2 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y3E5

Numero articolo: CM0028239



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targeting PTRH2 (BIT1/PTH2) per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Rileva PTRH2 umano, murino e ratto. Ideale per la ricerca sull'apoptosi e sui mitocondri.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PTRH2 Coniglio pAb
Note/Alias	PTH; BIT1; PTH2; PTH 2; CFAP37; IMNEPD; CGI-147; PTRH2
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	51651
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 40-179 di PTRH2 umano (NP_057161.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q9Y3E5
Peso proteico	19kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio