

Anticorpo Policlonale Anti-Pts (6-Piruvoyl Tetraidrobiopterin Sintasi) Per Wb, Elisa - Q03393

Numero articolo: CM0028868



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la PTS umana (6-piruvoyl tetraidrobiopterin sintasi), adatto per WB e ELISA. Reagisce con campioni di origine umana, murina e ratto. Utile per la ricerca sulla biosintesi di BH4 e sulla fenilchetonuria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PTS Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	PTPS; PTS
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	5805
ID gene	5805
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q03393
Peso proteico	16 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio