


Anticorpo Policlonale Anti-Ptx3 Per Wb Ed Elisa - P26022

Numero articolo: CM0015684



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce la PTX3 umana (TSG-14/TNFAIP5), validato per western blot ed ELISA. Reagisce crociatamente con topo e ratto. Adatto per studi sull'immunità innata, l'infiammazione e la biologia correlata alle pentraxine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PTX3 Rabbit pAb
Note/alias	TSG-14; TNFAIP5; PTX3
Specie	Uomo
ID del gene (uomo)	5806
ID del gene	5806
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 18-381 della PTX3 umana (NP_002843.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P26022
Peso della proteina	42kDa
Spedizione	Ghiaccio sintetico