


Anticorpo Monoclonale Anti-Pu.1/Spi1 Per Wb, If, Ihc-P, Fc, Elisa - P17947

Numero articolo: CM0007005



introduzione

Anticorpo monoclonale PU.1/SPI1 di coniglio validato per Western blot, immunofluorescenza, immunoistochimica, citometria a flusso ed ELISA. Bersaglia il fattore di trascrizione PU.1 umano (31 kDa, SWISS: P17947) per la ricerca ematopoietica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	mAb PU.1/SPI1 Coniglio
Note/Alias	OF; PU.1; AGM10; SFPI1; SPI-1; SPI-A; PU.1/SPI1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	6688
ID Gene	6688
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza entro gli amminoacidi 1-100 di PU.1/SPI1 umano (NP_003111.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, FC (intracellulare), ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P17947
Peso Proteico	31kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio