


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Puf60 Per Wb, Ip, Elisa - Q9Uhx1

Numero articolo: CM0030752



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro PUF60 umano, validato per Western blot, immunoprecipitazione e ELISA, con reattività crociata in campioni di origine umana, murina e ratto. Ideale per la ricerca sulla trascrizione e lo splicing.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PUF60 Rabbit pAb
Note / Alias	FIR; VRJS; RoBPI; SIAHBP1; PUF60
Specie	Uomo
GeneID	22827 (Uomo)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 243-542 di PUF60 umano (NP_055096.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9UHX1
Peso proteico	60kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio