


Anti-Pumilio 1 Coniglio Anticorpo Monoclonale Per Wb, If/Icc, Elisa - Q14671

Numero articolo: CM0003430



introduzione

CamelBio offre l'Anti-Pumilio 1 Coniglio Anticorpo Monoclonale validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce con Pumilio 1 umano e murino (Q14671). Ideale per la ricerca sulle proteine leganti l'RNA. Spedito su ghiaccio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Pumilio 1 Coniglio mAb
Osservazioni/Alias	PUMH; HSPUM; PUMH1; PUML1; SCA47; Pumilio 1
Specie	Umano
Gene ID	9698
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 104-203 di Pumilio 1 umano (Q14671)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q14671
Peso Proteico	126kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio