

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Pumilio 1 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q14671

Numero articolo: CM0025661



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la Pumilio 1 (PUM1) umana, validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per studi sulla regolazione post-trascrizionale e sulle proteine leganti l'RNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Pumilio 1 Rabbit pAb
Note/Alias	PUMH; HSPUM; PUMH1; PUM1; SCA47; Pumilio 1
Specie	Umana
GeneID (Umana)	9698
Immunogeno	Proteina ricombinante: proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-280 della Pumilio 1 umana (NP_055491.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q14671
Peso proteico	126 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio