

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Pumilio 1 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q14671

Numero articolo: CM0018219



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro Pumilio 1 umano (PUM1). Validato per WB, IF/ICC, ELISA e reazione crociata con il topo. Adatto per la ricerca sulle proteine leganti l'RNA e sulla regolazione post-trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Pumilio 1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	PUMH; HSPUM; PUMH1; PUM1; SCA47; Pumilio 1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	9698
GeneID	9698
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-130 di Pumilio 1 umano (NP_055491.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q14671
Peso proteico	126kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio