


Anticorpo Monoclonale Anti-Pumilio 2 Per Wb, Elisa - Q8Tb72

Numero articolo: CM0003053



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro la Pumilio 2 (PUM2) umana, validato per Western blot e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per lo studio del legame con l'RNA, della regolazione post-trascrizionale e della biologia delle cellule staminali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Pumilio 2 Rabbit mAb
Annotazioni/Alias	PUMH2; PURL2; Pumilio 2
Specie	Uomo
GeneID (umano)	23369
GeneID	23369
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 della Pumilio 2 umana (Q8TB72).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q8TB72
Peso proteico	114kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio