

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Recettore Purinergico P2Y6 Per Wb, Elisa - Q15077

Numero articolo: CM0018972

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro P2RY6 umano (recettore purinergico P2Y 6). Adatto per WB ed ELISA. Reagisce in modo crociato con umano e topo. Il bersaglio è un recettore accoppiato a proteine G per UDP, UTP e ATP, che media la segnalazione del calcio. Ideale per la ricerca sui GPCR e sulla segnalazione nucleotidica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio Anti-Recettore Purinergico P2Y6
Osservazioni/Alias	P2Y6; Recettore Purinergico P2Y6
Specie	Umano
GenelD (Umano)	5031
GenelD	5031
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 200-300 di P2RY6 umano (NP_789766.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo
SWISS	Q15077
Peso Proteico	36kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio