

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Pus1 Per Wb, Elisa - Q9Y606

Numero articolo: CM0029340



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro PUS1 umano, validato per WB ed ELISA. Ideale per studiare la pseudouridilazione, lo splicing dell'mRNA e i disturbi mitocondriali. Reagisce in modo incrociato con PUS1 umano a 47 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio Anti-PUS1
Note/Alias	MLASA1; PUS1
Specie	Umano
ID Gene	80324 (Umano)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante corrispondente agli amminoacidi 308-427 di PUS1 umano (NP_079491.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q9Y606
Peso Proteico	47kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio