

Anticorpo Policlonale Anti-Pus10 Per Wb Ed Elisa - Q3Mit2

Numero articolo: CM0021548



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la PUS10 umana, validato per Western blot ed ELISA. Reagisce anche con topo e ratto. Ideale per lo studio delle vie di pseudouridilazione del tRNA e di processamento dei miRNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PUS10 Rabbit pAb
Note/alias	DOBI; Hup10; CCDC139; PUS10
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	150962
GeneID	150962
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, ratto
SWISS	Q3MIT2
Peso della proteina	60 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante