

Anticorpo Policlonale Anti-Pus7 Da Coniglio Per Wb, Elisa - Q96Pz0

Numero articolo: CM0018937



introduzione

Anticorpo policlonale anti-PUS7 da coniglio validato per WB e ELISA, che bersaglia la PUS7 umana con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per lo studio della pseudouridilazione dell'RNA e della regolazione dello splicing.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PUS7 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	IDDABS; PUS7
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	54517
ID Gene	54517
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 352-661 della PUS7 umana (NP_061915.2).
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q96PZ0
Peso Proteico	75kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio