

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Pvrig Per Wb, Elisa - Q6DKi7

Numero articolo: CM0023192



introduzione

Anticorpo anti-PVRIG (CD112R) policlonale di coniglio di alta qualità, validato per WB ed ELISA. Ideale per esplorare la segnalazione co-inibitoria delle cellule T e le vie dei checkpoint immunitari.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio Anti-PVRIG
Note/Alias	CD112R; C7orf15; PVRIG
Specie	Umana
GeneID (Umano)	79037
GeneID	79037
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 193-326 di PVRIG umano (NP_076975.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umana
SWISS	Q6DKI7
Peso Proteico	34kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio