

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Pvrl1 Per Wb, Elisa - Q15223

Numero articolo: CM0022530



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la proteina PVRL1 (Nectin-1/HveC/CD111) umana, validato per WB e ELISA. Reagisce in modo crociato con campioni di uomo, topo e ratto. Ideale per ricerche su adesione cellulare e ingresso virale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PVRL1 Rabbit pAb
Note / Alias	ED4; PRR; HlgR; HV15; HVEC; OFC7; PRR1; PVRR; CD111; PVRL1; PVRR1; SK-12; CLPED1; nectin-1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	5818
GeneID	5818
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 450-517 della PVRL1 umana (NP_002846.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q15223
Peso proteico	57kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio