

Anticorpo Monoclonale Anti-Pvrl1/Nectin1 Per Fc - Q15223

Numero articolo: CM0007721



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che mira alla Nectin-1 umana (PVRL1/CD111), validato per la citometria a flusso. Adatto per indagare l'adesione cellulare, l'ingresso dell'herpesvirus e lo sviluppo neurale. Reagisce con l'essere umano.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	PVRL1/NECTIN1 Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	ED4; PRR; HlgR; HV15; HVEC; OFC7; PRR1; PVRR; CD111; PVRL1; PVRR1; SK-12; CLPED1; nectin-1; PVRL1/NECTIN1
Specie	Umano
GeneID (umano)	5818
GeneID	5818
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-334 di PVRL1/NECTIN1 umana (NP_002846.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q15223
Peso proteico	57kDa/51kDa/39kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio