


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Pvrl3 Per Wb, Elisa - Q9Nqs3

Numero articolo: CM0029931



introduzione

Anticorpo policlonale raised contro PVRL3 umano (Nectin-3, CD113). Adatto per Western blot e ELISA, cross-reagisce con il mouse. Utile per studi di adesione cellulare, guida degli assoni e giunzioni cellulari. - Q9NQS3

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PVRL3 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	PPR3; PRR3; CD113; PVRL3; PVRR3; CDW113; NECTIN-3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	25945
GeneID	25945
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 127-366 di PVRL3 umano (NP_001230215.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Mouse
SWISS	Q9NQS3
Peso proteico	61kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio