

Anti-Pvrl4 (Nectin-4) Coniglio Anticorpo Policlonale Per Wb E Elisa - Q96Ny8

Numero articolo: CM0019303



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PVRL4 umano (Nectin-4, LNIR, PRR4) validato per WB e ELISA. Adatto per la ricerca sull'adesione cellulare e sul virus del morbillo. Reagisce incrociato con umano, topo e ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PVRL4 Coniglio pAb
Note/Alias	LNIR; PRR4; EDSS1; PVRL4; nectin-4
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	81607
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 32-146 di PVRL4 umano (NP_112178.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q96NY8
Peso Proteico	55kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio