

Anticorpo Monoclonale Anti-Pwp1 Per Wb, Elisa - Q13610

Numero articolo: CM0003358

introduzione

Questo anticorpo monoclonale di coniglio riconosce specificamente il PWP1 umano (omologo della proteina triptofano periodica 1), un fattore associato alla cromatina nucleolare. Validato per WB ed ELISA; l'immunogeno ricombinante corrisponde agli aa 460-501. Peso molecolare previsto 56 kDa. UniProt Q13610.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PWP1 Rabbit mAb
Note/Alias	NCLB; IEF-SSP-9502; PWP1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	11137
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 460-501 del PWP1 umano (NP_008993.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q13610
Peso Proteico	56kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio