

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Pxdn Per Wb, Elisa - Q92626

Numero articolo: CM0012187

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro PXDN umano per applicazioni WB e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla matrice extracellulare, la membrana basale e l'angiogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PXDN Rabbit mAb
Note/Alias	PXN; VPO; MG50; PRG2; ASGD7; COPOA; D2S448; D2S448E; hsPxd01
Specie	Umana
GenelD (Umana)	7837
GenelD	7837
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 431-520 di PXDN umano (NP_036425.1).
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q92626
Peso proteico	165 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio