

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Pxdn Per Wb E Elisa - Q92626

Numero articolo: CM0022472

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro PXDN umano (peroxidasin omologo). Validato per WB e ELISA, presenta reattività crociata con il topo. Adatto per la ricerca sulla matrice extracellulare e la membrana basale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PXDN Rabbit pAb
Alias	PXN, VPO, MG50, PRG2, ASGD7, COPOA, D2S448, D2S448E, hsPxd01, PXDN
Specie	Umana
ID gene	7837
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1320-1479 di PXDN umano (NP_036425.1)
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo
SWISS	Q92626
Peso proteico	165 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio