

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Pxk Per Wb Ed Elisa - Q7Z7A4

Numero articolo: CM0014064

introduzione

L'anticorpo policlonale di coniglio anti-PXK è diretto contro la proteina simil-chinasi contenente il dominio PX (MONaKA), un regolatore della Na,K-ATPasi e della trasmissione sinaptica. Adatto per WB ed ELISA in campioni umani, murini e di ratto. Rileva una banda di 65 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PXK Rabbit pAb
Note/Alias	SLOB; MONAKA; PXK
Specie	Uomo
ID del gene (uomo)	54899
ID del gene	54899
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-200 della PXK umana (NP_060241.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q7Z7A4
Peso della proteina	65 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante