


Anticorpo Policlonale Anti-Pxr Per Wb, Elisa - 075469

Numero articolo: CM0014755



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio mirato al PXR umano (NR1I2), validato per WB ed ELISA. Rileva una proteina di 50 kDa; adatto per ricerche sul metabolismo degli xenobiotici e sul trasporto dei farmaci. Reagisce con campioni umani.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PXR Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	BXR; PAR; PRR; PXR; SAR; SXR; ONR1; PAR1; PAR2; PARq
Specie	Umano
GeneID (umano)	8856
GeneID	8856
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 100-200 del PXR umano (NP_071285.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	075469
Peso proteico	50 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio