

Anticorpo Policlonale Anti-Pycr1 Per Wb, Elisa - P32322

Numero articolo: CM0028892



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia la PYCR1 umana, validato per Western blot e ELISA, reattivo con essere umano, topo e ratto. Adatto per ricerche sulla biosintesi della prolina e sullo stress ossidativo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PYCR1 Rabbit pAb
Note/Alias	P5C; P5CR; PRO3; PYCR; PIG45; PP222; ARCL2B; ARCL3B; PYCR1
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	5831
ID Gene	5831
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-319 della PYCR1 umana (NP_008838.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P32322
Peso proteico	33kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio