

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Pycr1 Per Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P32322

Numero articolo: CM0008024



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità contro PYCR1 umano, validato per WB, IF, IHC ed ELISA. Ideale per studiare il metabolismo della prolina, la funzione mitocondriale e la risposta allo stress ossidativo. Supportato dalla catena di fornitura di materie prime IVD one-stop di CamelBio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio PYCR1
Note/Alias	P5C; P5CR; PRO3; PYCR; PIG45; PP222; ARCL2B; ARCL3B
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5831
GeneID	5831
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 211-310 di PYCR1 umano (NP_008838.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Umano
SWISS	P32322
Peso proteico	33kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio