

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Pycr1 Per Wb, Elisa - P32322

Numero articolo: CM0017363



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-PYCR1 di alta qualità convalidato per WB e ELISA. Rileva PYCR1 umano, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca sulla biosintesi della prolina e sullo stress ossidativo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PYCR1 Rabbit pAb
Note/Alias	P5C; P5CR; PRO3; PYCR; PIG45; PP222; ARCL2B; ARCL3B; PYCR1
Specie	Umana
ID gene (umano)	5831
ID gene	5831
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-319 della PYCR1 umana (NP_008838.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P32322
Peso proteico	33kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio