

Anticorpo Policlonale Anti-Pycr2 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96C36

Numero articolo: CM0018190



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-PYCR2 validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Rileva una proteina di 34 kDa ed è adatto per studiare la biosintesi della prolina e lo stress ossidativo in campioni umani, di topo e di ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PYCR2 Rabbit pAb
Note/Alias	HLD10; P5CR2; PYCR2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	29920
GeneID	29920
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 271-320 di PYCR2 umano (NP_037460.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q96C36
Peso Proteico	34kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio