

Anticorpo Policlonale Anti-Pycrl Per Wb Ed Elisa - Q53H96

Numero articolo: CM0022882

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-PYCRL validato per WB ed ELISA, con reattività crociata nel topo. Ideale per lo studio della biosintesi della prolina e delle vie metaboliche correlate. Ottimizzato per campioni umani.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PYCRL Rabbit pAb
Note/Alias	PYCRL
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	65263
GeneID	65263
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 13-286 della PYCRL umana (NP_075566.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q53H96
Peso della proteina	29 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante