

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Pygl - P06737

Numero articolo: CM0024931



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che targeting umano PYGL (glicogeno fosforilasi epatica) per applicazioni WB, IHC-P, IF/ICC, IP ed ELISA. Rileva PYGL umano, murino e ratto. Ideale per studi sull'omeostasi del glucosio e sul metabolismo del glicogeno.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PYGL Rabbit pAb
Note/Alias	GSD6; PYGL
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	5836
Gene ID	5836
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 690-847 del PYGL umano (NP_002854.3).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P06737
Peso proteico	97kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio