

Anticorpo Policlonale Anti-Pygm Coniglio Per Wb, Elisa - P11217

Numero articolo: CM0028537



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la PYGM umana (miofosforilasi), validato per WB ed ELISA. Reagisce con campioni umani, di topo e di ratto. Per la ricerca sul metabolismo del glicogeno e sulla malattia di McArdle.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PYGM Coniglio pAb
Note/Alias	GSD5; PYGM
Specie	Umano
ID Gene	5837
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 743-842 della PYGM umana (NP_005600.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P11217
Peso Proteico	97kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio