

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Pym1 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Brp8

Numero articolo: CM0022726

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-PYM1 di alta qualità, validato per WB, IF/ICC, ELISA. Rileva PYM1 umano, murino e di ratto (Q9BRP8), un regolatore chiave del complesso di giunzione esonica coinvolto nella NMD e nella traduzione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PYM1 Rabbit pAb
Note/alias	PYM; WIBG; PYM1
Specie	Umano
GeneID (umano)	84305
GeneID	84305
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-204 di PYM1 umano (NP_115721.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q9BRP8
Peso molecolare	23 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante