


Anticorpo Monoclonale Anti-Pirofosfatasi 1 Per Wb Ed Elisa - Q15181

Numero articolo: CM0003512



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ad alta specificità mirato alla Pirofosfatasi 1 umana (PPA1, Q15181), adatto per Western blotting ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto, consentendo ricerche metaboliche e di segnalazione multi-specie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Monoclonale di Coniglio Anti-Pirofosfatasi 1
Note/Alias	PP, PP1, IOPPP, HEL-S-66p, SID6-8061, Pirofosfatasi 1
Specie	Umana
GeneID (Umano)	5464
GeneID	5464
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 della Pirofosfatasi 1 umana (Q15181).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q15181
Peso Proteico	33 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio