


## Mab Di Coniglio Anti-Piruvato Carbossilasi (Pc) Per Wb E Elisa - P11498

Numero articolo: CM0012782



### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro la Piruvato carbossilasi (PC) umana, validato per WB e ELISA. Rileva una banda di 130 kDa in campioni di uomo, topo e ratto. Adatto per la ricerca sul metabolismo.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                  |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto       | Piruvato carbossilasi (PC) mAb di coniglio                                                              |
| Note/Alias          | PCB; PC; Piruvato carbossilasi (PC)                                                                     |
| Specie              | Umana                                                                                                   |
| GeneID (Umano)      | 5091                                                                                                    |
| GeneID              | 5091                                                                                                    |
| Immunogeno          | Peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 1-100 della Piruvato carbossilasi (PC) umana (P11498) |
| Origine             | Coniglio                                                                                                |
| Categoria           | Anticorpi monoclonali                                                                                   |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                               |
| Reattività crociata | Topo, Ratto                                                                                             |
| SWISS               | P11498                                                                                                  |
| Peso proteico       | 130kDa                                                                                                  |
| Spedizione          | Sacchetto di ghiaccio                                                                                   |