


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Piruvato Carbossilasi (Pc) Per Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P11498

Numero articolo: CM0026265



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la Piruvato carbossilasi (PC) umana. Validato per applicazioni WB, IF/ICC, IP ed ELISA. Reagisce in modo crociato con la PC di topo e ratto. Adatto per la ricerca sulla gluconeogenesi e sul metabolismo lipidico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Piruvato carbossilasi (PC) Anticorpo pAb di coniglio
Note/Alias	PCB; Piruvato carbossilasi (PC)
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	5091
ID Gene	5091
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente gli amminoacidi 879-1178 della Piruvato carbossilasi umana (NP_001035806.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P11498
Peso proteico	130kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio