


Anticorpo Policlonale Anti-Qars Di Coniglio Per Wb, Ihc, If, Elisa - P47897

Numero articolo: CM0025347



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro QARS umano (Glutaminil-tRNA sintetasi). Validato per WB, IHC, IF, ELISA. Reagisce con umano e topo. Adatto per la ricerca sullo sviluppo cerebrale e sulla sintesi proteica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo Policlonale Anti-QARS di Coniglio
Note/Alias	QARS; GLNRS; MSCCA; PRO2195
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5859
GeneID	5859
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-250 di QARS umano (NP_005042.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	P47897
Peso Proteico	88kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio