

Anticorpo Policlonale Anti-Qdpr Per Wb E Elisa - P09417

Numero articolo: CM0028189



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la QDPR umana (DHPR, SDR33C1), validato per WB e ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Adatto per ricerche sulla biosintesi della tetraidrobiopterina e sulla fenilchetonuria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	QDPR Rabbit pAb
Annotazioni/Altri nomi	DHPR; PKU2; HDHPR; SDR33C1; QDPR
Specie	Umana
GeneID (umano)	5860
GeneID	5860
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-244 della QDPR umana (NP_000311.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P09417
Peso proteico	26kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio