


Anticorpo Monoclonale Anti-Qki Per Wb - Q96Pu8

Numero articolo: CM0006292



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio QKI validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con Umano, Mouse, Rat. Bersaglia la proteina di legame all'RNA contenente il dominio KH QKI, un regolatore chiave dello splicing dell'RNA, della stabilità e della mielinizzazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	QKI Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	QK; Hqk; QK1; QK3; hqkl; QKI
Specie	Umano
Gene ID (umano)	9444
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse, Rat
SWISS	Q96PU8
Peso Proteico	38kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio