


Anticorpo Policlonale Anti-Qki Per Wb, If/Icc, Elisa - Q96Pu8

Numero articolo: CM0027258



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro la proteina QKI umana (Gene ID: 9444, SWISS: Q96PU8). Validato per WB, IF/ICC ed ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per ricerche sulla biologia dell'RNA e neurologiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	QKI pAb coniglio
Note/Alias	QK; Hqk; QK1; QK3; hqkl; QKI
Specie	Umano
GeneID	9444 (Umano)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-341 del QKI umano (NP_006766.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q96PU8
Peso proteico	38kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio