


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Qki Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q96Pu8

Numero articolo: CM0002472



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio QKI validato per WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Riconosce la proteina QKI (~38kDa) di origine umana, murine e ratto. Ideale per la ricerca sul metabolismo degli RNA e la mielinizzazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	QKI Rabbit mAb
Note / Alias	QK; Hqk; QK1; QK3; hqkl; QKI
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	9444
GeneID	9444
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 242-341 della proteina QKI umana (Q96PU8).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q96PU8
Peso proteico	38kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio