


Anticorpo Policlonale Anti-Qpct Per Wb, If/Icc, Elisa - Q16769

Numero articolo: CM0025233



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro QPCT umano per Western blot, IF/ICC ed ELISA. Immunogeno ricombinante; reattività crociata con topo, ratto. Ideale per lo studio dei peptidi piroglutammilici e dell'amiloide-beta.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	QPCT Rabbit pAb
Note/Alias	QC; GCT; sQC; QPCT
Specie	Umano
GeneID (umano)	25797
GeneID	25797
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-361 di QPCT umano (NP_036545.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q16769
Peso Proteico	41kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio