


Anticorpo Policlonale Anti-Qprt Per Wb Ed Elisa - Q15274

Numero articolo: CM0017587



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro la QPRT umana (pirofosforilasi del nicotinato-nucleotide). Validato per WB ed ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per la ricerca sul catabolismo dell'acido chinolinico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	QPRT Rabbit pAb
Note/Alias	QPRTasi; HEL-S-90n; QPRT
Specie	Uomo
GeneID (umano)	23475
GeneID	23475
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-297 della QPRT umana (NP_055113.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q15274
Peso della proteina	31 kDa
Spedizione	Confezione refrigerante