

Anticorpo Policlonale Anti-Qsox1 Per Wb, Elisa - 000391

Numero articolo: CM0028567



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro QSOX1 convalidato per Western blot e ELISA, con reattività su uomo e topo. Bersaglia la sulfidril ossidasi 1, un enzima chiave nella formazione dei legami disolfuro e nel rimodellamento della matrice extracellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	QSOX1 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	Q6; QSCN6; QSOX1
Specie	Uomo
ID gene	5768
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-330 di QSOX1 umano (NP_001004128.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo
SWISS	O00391
Peso proteico	83kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio