

Anticorpo Policlonale Anti-Qsox2 Per Wb Ed Elisa - Q6Zrp7

Numero articolo: CM0018700

introduzione

QSOX2 Rabbit pAb rileva QSOX2 umano, reagisce in modo crociato con il topo ed è validato per WB ed ELISA. Ideale per studiare la solfidril ossidasi 2 nell'apoptosi e nella formazione di legami disolfuro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	QSOX2 Rabbit pAb
Note/Alias	SOXN; QSCN6L1; QSOX2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	169714
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 370-650 di QSOX2 umano (NP_859052.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo
SWISS	Q6ZRP7
Peso Proteico	78kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio