

Anticorpo Policlonale Anti-R9Ap/Rgs9Bp Per Wb Ed Elisa - Q6Zs82

Numero articolo: CM0019204

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si lega a R9AP/RGS9BP, un'ancora di membrana per RGS9-1 nella fototrasduzione. Validato per WB ed ELISA; reazione crociata con umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla visione e sulla segnalazione GPCR.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	R9AP/RGS9BP Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	R9AP; RGS9; PERRS; R9AP/RGS9BP
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	388531
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-107 dell'R9AP/RGS9BP umano (NP_997274.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q6ZS82
Peso proteico	25kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio