

## Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-R9Ap/Rgs9Bp Per Wb, If/Icc, Elisa - Q6Zs82

Numero articolo: CM0004047

### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che si lega a R9AP/RGS9BP umano (Q6ZS82). Validato per WB, IF/ICC, ELISA. Critico per lo studio della fototrasduzione visiva e della regolazione della segnalazione GPCR. Reagisce incrociato con umano.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                            |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto         | R9AP/RGS9BP mAb Coniglio                                                                                                          |
| Note/Alias            | R9AP; RGS9; PERRS; R9AP/RGS9BP                                                                                                    |
| Specie                | Umano                                                                                                                             |
| Gene ID               | 388531                                                                                                                            |
| Immunogeno            | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-107 di R9AP/RGS9BP umano. (NP_997274.2) |
| Fonte                 | Coniglio                                                                                                                          |
| Categoria             | Anticorpi Monoclonali                                                                                                             |
| Applicazione          | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                 |
| Reattività Incrociata | Umano                                                                                                                             |
| SWISS                 | Q6ZS82                                                                                                                            |
| Peso Proteico         | 25kDa                                                                                                                             |
| Spedizione            | Borsa del ghiaccio                                                                                                                |