


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Rab10 Per Wb E Elisa - P61026

Numero articolo: CM0027732



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro RAB10 umano, adatto per WB e ELISA. Reagisce in modo crociato con il topo. La proteina bersaglio è una piccola GTPasi coinvolta nel trasporto dal Golgi alla membrana plasmatica, nella ciliogenesi e nell'immunità innata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	RAB10 Rabbit pAb
Annotazioni/alias	RAB10
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	10890
GeneID	10890
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 98-198 di RAB10 umano (NP_057215.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	P61026
Peso proteico	23kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio