


Anticorpo Policlonale Anti-Rab11A Per Wb, If/Icc, Elisa - P62491

Numero articolo: CM0015817



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio specifico per RAB11A umano, validato per Western blot, IF/ICC e ELISA. Reagisce in modo crociato con il ratto. Ideale per lo studio del riciclaggio endocitico e del traffico di membrane.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	RAB11A Rabbit pAb
Note/Alias	YL8; RAB11A
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	8766
ID gene	8766
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 100-200 di RAB11A umano (NP_004654.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Ratto
SWISS	P62491
Peso proteico	24kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio