


Anticorpo Monoclonale Coniugato Anti-Rab11A Di Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - P62491

Numero articolo: CM0008703



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità contro RAB11A umano (P62491), adatto per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Ideale per studiare il riciclaggio endocitico e il traffico di membrana.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	mAb di coniglio RAB11A
Osservazioni/Alias	YL8; RAB11A
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	8766
ID Gene	8766
Immunogeno	Peptide Sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P62491
Peso Proteico	24kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio